



sella transportstuhl

für Klinik und Altenpflege



Modell 20-0305-0047
mit Höhenverstellung



Modell 20-0304-0012
ohne Höhenverstellung

Ausstattungsmerkmale:

- 4 frei bewegliche 125mm - Laufrollen
- 2 Rollen - Zentralverstellung
- Richtungsrolle für Geradeauslauf
- einschiebbare Fußstütze
- feuchtigkeitsbeständiger Bezug in baltic blau
- horizontale Liegeposition
- Armlehnen in 4 Positionen verstellbar

Technische Daten:

- Gesamtlänge in der Grundposition 910 mm
- Gesamtlänge in der Liegeposition 1610 mm
- Gesamtbreite 685 mm
- Sitzflächenhöhe bei Modell 20-0305-0047 490 mm - 750 mm
- Sitzflächenhöhe bei Modell 20-0304-0012 490 mm
- Einstellwinkel der Rückenlehne 17° - 70°
- Einstellwinkel der Beinlehne 12° - 90°
- Einstellwinkel der Armlehnen -25°; 0°; 25°; 90°
- Maximal zulässiges Patientengewicht 150 kg



Sicherheit: Das Qualitäts- und Sicherheitsmanagement arbeitet nach den Bestimmungen DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003, unsere Produkte tragen das CE-Zeichen.

wissner-bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6


D-58739 Wickede (Ruhr)

Telefon: +49 (0) 23 77 / 784-0

Telefax: +49 (0) 23 77 / 784-163

E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de



wissner-
bosserhoff
sella
Transportstuhl





- 01 sella Transportstuhl**
fügt sich harmonisch in die Bewohner- und Krankenzimmer ein.
- 02 Verstellbare Armlehnen**
Die Armlehnen arretieren bedarfsgerecht in 4 verschiedenen Positionen. Ganz nach hinten geklappt erleichtern sie den seitlichen Transfer.
- 03 Rollen**
Vier frei bewegliche Laufrollen sorgen dafür, dass sich der Transportstuhl sella in engen Zimmern problemlos steuern lässt. Für den Transport auf langen Fluren verfügen die Lenkrollen über einen Richtungsfeststeller.
- 04 Einschiebbare Fußstütze**
Die einschiebbare Fußstütze macht den sella besonders flexibel und sicher.



„Es ist großartig, ein bedeutender Mensch zu sein, aber es ist großartiger, ein menschlicher Mensch zu sein.“

William Penn Adair "Will" Rogers

Die Effizienz von Abläufen und Arbeitsschritten kann heutzutage für Krankenhäuser und Pflegeheime zu einem großen Wettbewerbsvorteil werden. Mobilität zu fördern und Wege möglichst schnell und angenehm für alle Beteiligten zurückzulegen spielt hierbei eine wichtige Rolle. Darum stattet wissner-bosserhoff Mobiliar mit komfortablen Funktionalitäten aus und vereint diese gleichzeitig mit wohltuendem Design. Das Ergebnis: Der Transportstuhl sella. Wendig und flexibel lässt er sich sehr leicht verfahren und punktet mit seiner angenehmen Polsterung und den ergonomischen Einstellmöglichkeiten auf der ganzen Linie. Mit seinen durchgängig glatten Oberflächen gewährleistet er zudem eine schnelle und leichte Reinigung. Ein umfangreiches Zubehörprogramm (auf Anfrage) rundet das Gesamtkonzept ab, bei dem Sicherheit und Komfort an erster Stelle stehen.

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Ausstattungen / Zubehör

- 05** Kopfstütze, Mod. Nr. 20-0311
- 06** Dokumentensammler, Mod. Nr. 20-0306
- 07** Seitensicherungen, Mod. Nr. 20-0312
- 08** Tablett mit Haltebügel, Mod. Nr. 20-0313
- 09** Halter für Gläser, Mod. Nr. 20-0308
- 10** Urinbeutelhalter, Mod. Nr. 20-0314
- 11** Infusionsständer, Mod. Nr. 20-0309
- Infusionsständeraufnahme, Mod. Nr. 20-0310 ohne Abb.: Zubehörhaken, Mod. Nr. 20-0315
- Option** separate Beinlehnenverstellung

Stofffarben

Baltic (blau), Jade (grün)



11

Verstellbarkeit

Die synchron verstellbaren Rücken- und Beinlehnen ermöglichen die Einstellung einer nahezu horizontalen, komfortablen und ergonomischen Ruheposition. Außerdem bietet der sella Transportstuhl eine Aufstehhilfe und ist in der Höhe variabel.



sella transportstuhl für Klinik und Altenpflege