



# eleganza 3XC

Valpreventie. Ergonomie. Veiligheid.

wissner-  
bosserhoff



eleganza 3XC in het decor hemelsblauw met geïntegreerd weegsysteem, vaststaand hoofdeinde en in de onrusthekken geïntegreerde bedieningselementen, in combinatie met het nachtkastje classic

Met het nieuwe bed voor intensieve verpleging, eleganza 3XC, vult wissner-bosserhoff zijn productfamilie aan met een aantrekkelijk, evenals zeer functioneel medisch product. Het verenigt de beproefde eigenschappen van het ziekenhuisbed eleganza 3, met de innovatieve oplossingen van het bed voor intensieve verpleging, eleganza XC.

Het vakmanschap gecombineerd met nuttige functies zoals de actieve patiëntenmobilisatie en het Ergoframe®-ligvlakstelsel ter voorkoming van doorligwonden, maakt maximale ergonomie mogelijk.

Door het ligvlak dat geschikt is voor Röntgen-opnames en het geïntegreerd weegsysteem, voldoet het bed aan de speciale eisen voor het behandelen van immobiele patiënten op een intensive care-afdeling. De gladde hefzuilen, het doordachte materiaalgebruik en de totale vormgeving, zijn de ideale basis voor het voorkomen van infecties. De onrusthekken, die gemakkelijk aangepast kunnen worden, voldoen in de praktijk al aan de ziekenhuisbeddennorm IEC 60601-2-52.

## Uw voordelen op een rijtje

- conform de norm IEC 60601-2-52
- zijdelings inschuifbare cassettehouder voor longfoto's
- gebruik C-boog van het bovenlichaam tot aan het bekken
- compatibel met actieve matrassen
- mobilisatiehulp Mobi-Lift®
- geïntegreerd weegsysteem (optioneel)

Het bed voor intensieve verpleging eleganza 3XC is met verscheidene functies uitgerust voor het optimaal verzorgen van patiënten in verschillende conditie. Tegelijkertijd helpen deze functies de verblijfstijd van de patiënten op de intensive care-afdeling en het werk van het verplegend personeel, aanzienlijk te verminderen.



01



02



03



04



05



06

**01** Het geïntegreerd weegstelsel (optie) bepaalt het absolute lichaamsgewicht en de gewichtsveranderingen.

**02** Het voor Röntgenopnames geschikte ligvlak, gecombineerd met de zijdelings toegankelijke Röntgencassettehouder (optie), maakt Röntgenopnames van de longen mogelijk, zonder dat de patiënten uit bed hoeven.

**03** Het voor Röntgenopnames geschikte ligvlak is ontworpen voor Röntgenopnames van de borst van de patiënt met de C-boog.

**04** De automatische Cardiac-Chair verlicht de ademhaling; het bed is tevens compatibel met actieve matrassen.

**05** Met behulp van de uittrekbare Mobi-Lift® kan de patiënt eenvoudig de optimale beduistaphoogte bepalen en heeft hij tegelijkertijd houvast aan het bed.

**06** De innovatieve onrusthekken verminderen het valrisico van de patiënten en de moderne ligvlak-technologie Ergoframe voorkomt doorligwonden.

### Technische gegevens

- Buitenmaten: 231 x 104,5 cm
- Geïntegreerde ligvlakverlenging/-verkorting: +9 / -8 cm
- Matrasmaat: 208 x 86 x 12 cm
- Maximale matrashoogte: 23 cm
- Hoogteverstelbaarheid: 39,5 – 77,5 cm
- Trendelenburg- en anti-Trendelenburgpositie: tot 13°
- Gewicht van de basisuitrusting: 138 kg
- Veilige werklust: 230 kg

### Opties

- Röntgencassettehouder
- Geïntegreerd weegstelsel
- 5de wiel