



wissner-  
bosserhoff

nachtkastjes

Meubilair voor levenskwaliteit



**01** De galerijbeugel zorgt ervoor dat hetgeen op het nachtkastje ligt niet kan vallen en dat het nachtkastje gemakkelijk verschoven kan worden.

**02** De schuiflade is gemakkelijk bereikbaar en is voorzien van een flessenhouder.

**Rechterkant** Het nachtkastje stylo C3 in de pastelleur vanille is een echte blikvanger.



01



02

„Het is fantastisch een belangrijke mens te zijn, maar het is belangrijker, een menslievende mens te zijn.“

*William Penn Adair "Will" Rogers*

Voor zieke mensen is het belangrijk om een eigen plek te hebben waar ze persoonlijke dingen binnen handbereik kunnen bewaren. De nachtkastjes van wissner-bosserhoff vervullen deze taak in het dagelijkse ziekenhuisleven. Bovendien maken ze de dagelijkse activiteiten zoals eten en lezen gemakkelijker voor de patiënten en het verplegend personeel. Omdat het nachtkastje goed bereikbaar is, draagt het bij tot de veiligheid van de patiënt. De nachtkastjes van wissner-bosserhoff vormen een mooi geheel met de ziekenhuisbedden en voldoen aan de allerhoogste eisen wat betreft functionaliteit en design.

# nachtkastjes



# mano



01



02



03

**01** De handrem, die bevestigd is aan de bovenkant van het nachtkastje, is eenvoudig door de patiënt te bedienen.  
**02** Het schoenenrek hoort tot de standaarduitrusting van de mano.  
**03** De schuiflade met geïntegreerde flessenhouder is eenvoudig vanuit het bed te bereiken en draagt zo bij tot de veiligheid van de patiënt.

**Het nachtkastje mano** brengt een huiselijke sfeer in de ziekenhuiskamer. Door het afgerond design oogt het modern. De mano kan van beide kanten gebruikt worden. De patiënt kan het nachtkastje gemakkelijk vastzetten met de handrem die zich bovenaan bevindt. Hij kan ook zelf de mano verplaatsen zodat het verplegend personeel minder werk heeft. De lade, het middengedeelte en de ruime schuiflade zorgen ervoor dat alles ordelijk kan opgeborgen worden. De handdoekhouder aan de zijkant van het nachtkastje is voorzien van een accesoirehouder. Leeslampjes, omroepinstallaties enz. kunnen snel worden geïntegreerd. De geïntegreerde bedtafel verdwijnt aan de zijkant van het nachtkastje zodat er plaats bespaard wordt. Ze is zwenkbaar en voorzien van een boeklijst. De mano biedt vele functionele voordelen en heeft tegelijkertijd een elegant design.



mano

# classic

**01** Het nachtkastje classic met **handdoekhouder** zorgt ervoor dat alles ordelijk kan worden opgeborgen.  
**02** Praktisch en veilig: in de ruime opberglade kan optioneel een **flessenhouder** worden geplaatst zodat er niets kan omvallen.



01



02

**Met een in de hoogte verstelbare bedtafel** biedt de classic 1 individueel comfort voor de patiënt.  
**Het nachtkastje classic 2** heeft geen geïntegreerde bedtafel maar wel een praktische **tijdschriften- en flessenhouder**.

**Het nachtkastje classic** overtuigt door waardevolle details. De hoogwaardige oppervlaktelaklaag, het afgeronde tafelblad en de geïntegreerde lijsten geven het meubelstuk zijn onmiskenbaar karakter. Aan beide kanten te bedienen: de schuiflade, de tussenlade en de onderste lade kunnen van beide kanten worden bediend. Het nachtkastje classic 1 beschikt ook over een uitklapbare bedtafel. De rollen kunnen door middel van de voetrem worden vastgezet en kunnen ook weer eenvoudig worden losgezet.



classic 1



classic 2

# stylo




**De geïntegreerde flessenhouder** in de onderste schuiflade zorgt voor steun en orde. **Beide schuifladen** zijn voor de patiënt gemakkelijk vanuit het bed te bereiken.

**Het nachtkastje stylo C2** heeft twee ruime schuifladen en galerijbeugels om het eenvoudig te verplaatsen.

**De bedtafel van de stylo C3** kan met één hand eenvoudig worden uitgetrokken, zonder dat het verplegend personeel het dienblad eerst moet wegzetten.

**Praktisch gecombineerd: de server S3** met in de hoogte verstelbare bedtafel in parkeerpositie geplaatst achter de stylo C2.

**Het nachtkastje stylo** overtuigt door een modern uiterlijk en een verscheidenheid aan functies. Grote lades met inzetstukken en flessenhouders uit kunststof zorgen ervoor dat alles overzichtelijk en ordelijk opgeborgen kan worden. De galerijbeugel maakt het verplaatsen van het nachtkastje gemakkelijker voor het verplegend personeel. Dankzij hun uitstekende stabiliteit zijn stylo nachtkastjes bijzonder geschikt voor het dagelijkse leven in het ziekenhuis. Praktische optie: de handdoekhouder met 2 openingen voor toebehoren en de geïntegreerde bedtafel.



stylo C2



stylo C3



stylo C2 + Server



DESIGNPREIS  
2006  
NOMINIERT



reddot design award  
winner 2004

# stylo met koelkast

**Het nachtkastje stylo C2K** blinkt uit door zijn eigenschappen. De ingebouwde koelkast met flessenhouder in de binnendeur voldoet aan alle wensen. Ze biedt de patiënt een bijzonder hoog comfort. Zoals de stylo C3K beschikt deze variant over een geïntegreerde bedtafel aan de zijkant. Ze kan gemakkelijk met één hand bediend worden zodat het verplegend personeel minder werk heeft.

**De koelkast** met een capaciteit van 41 l is stil en ook geschikt voor grote flessen.

**Het nachtkastje C2K** met galerijbeugel en koelkast.

**De variant C3K** met een geïntegreerde neerklapbare bedtafel aan de zijkant.

**De combinatie van het nachtkastje stylo C2K met de server S3** is economisch daar beide producten onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Als de server niet wordt gebruikt, kan hij om ruimte te besparen achter het nachtkastje geplaatst worden.



stylo C3K



DESIGNPREIS  
2006  
NOMINIERT



reddot design award  
winner 2004



stylo C2K




stylo C3K




stylo C2K + Server

# server



**Door zijn hoge mobiliteit** is de server S3 een praktisch hulpmiddel in het dagelijkse ziekenhuisleven. Hij kan tegen het nachtkastje, het bed, de leunstoel of de rolstoel worden geschoven. Hierbij dient hij vooral als vervanging voor een tafel. Overtuigend: de praktische bediening met één hand.

De servers kunnen in combinatie met leun-, transport- en rolstoelen worden gebruikt. De server kan ook als vervanging voor een tafel worden gebruikt. De server S3 met een in de hoogte verstelbare en zwenkbare bedtafel kan, om ruimte te besparen, achter het nachtkastje worden geplaatst. Bij de server S3T profiteren de patiënten van een extra tablet, dat gefixeerd is en niet apart kan worden versteld. Zo is het mogelijk om b.v. tegelijkertijd te lezen en koffie te drinken.



Server S3

reddot design award  
winner 2004













DESIGNPREIS  
2006  
NOMINIERT



Server S3T

E 009 Erable Blanc	H 019 Hêtre Clair	F 011 Fruitier Ambre	
Z 002 Zebra Moka	030 Blanco Especial	G 044 Gris Dauphin	
C 017 Coquille d'Oeuf	P 043 Pamplemousse	N 001 Nectarine	
K 001 Kiwi	A 014 Aigue Marine	B 048 Bleu Oslo	
U1010 witgrauw (alleen in combinatie met RAL 9002) Server	A446 kitt (alleen in combinatie met RAL 9006) Server	RAL 9002 grauwwit Metaalkleur	RAL 9006 wit aluminium Metaalkleur

# assortimentsoverzicht

mano	classic	stylo	stylo met koelkast	server	toebehoren
 <p data-bbox="186 930 482 1005"><b>20-0181 nachtkastje mano</b> met geïntegreerde uittrekbare bedtafel B 57 cm, H 95 cm, D 48,5 cm</p>	 <p data-bbox="628 930 894 1005"><b>20-0187 nachtkastje classic 2</b> met tijdschriften- en flessenhouder B 55 cm, H 92,5 cm, D 49,5 cm</p>	 <p data-bbox="1077 930 1342 981"><b>10-0193 nachtkastje stylo C2</b> B 55 cm, H 84,5 cm, D 46 cm</p>	 <p data-bbox="1617 930 1883 1005"><b>10-0298 nachtkastje stylo C2K</b> met geïntegreerde koelkast B 55 cm, H 84,5 cm, D 46 cm</p>	 <p data-bbox="2078 930 2404 1032"><b>10-0273 server stylo S3</b> met neerklapbare bedtafel in combinatie met nachtkastjes zonder geïntegreerde bedtafel B 82,5 cm, H 122 cm, D 42,5 cm</p>	 <p data-bbox="2563 725 2807 776"><b>cilinderslot</b> voor alle modellen nachtkastjes</p>
	 <p data-bbox="628 1528 924 1604"><b>20-0182 nachtkastje classic 1</b> met geïntegreerde uittrekbare bedtafel B 55 cm, H 92,5 cm, D 49,5 cm</p>	 <p data-bbox="1077 1528 1342 1604"><b>10-0271 nachtkastje stylo C3</b> met geïntegreerde uittrekbare bedtafel B 59,5 cm, H 84,5 cm, D 46 cm</p>	 <p data-bbox="1617 1528 1913 1631"><b>10-0327 nachtkastje stylo C3K</b> met geïntegreerde uittrekbare bedtafel alsmede koelkast B 59,5 cm, H 84,5 cm, D 46 cm</p>	 <p data-bbox="2078 1528 2404 1651"><b>10-0400 server stylo S3T</b> met neerklapbare bedtafel en extra tablet dat gefixeerd is; te combineren met nachtkastjes zonder geïntegreerde bedtafel B 95 cm, H 122 cm, D 42,5 cm</p>	 <p data-bbox="2563 1154 2762 1205"><b>20-0076 flessenmand</b> voor classic nachtkastjes</p>  <p data-bbox="2563 1528 2823 1631"><b>telefoonlade</b> <b>20-0280</b> voor mano en classic nachtkastjes <b>10-0322</b> voor stylo nachtkastjes</p>



# wissner- bosserhoff

Meubilair voor levenskwaliteit

wissner-bosserhoff GmbH  
Hauptstraße 4-6  
D-58739 Wickede (Ruhr)  
Telefon: +49 (0) 23 77 / 784-0  
Telefax: +49 (0) 23 77 / 784-163  
E-Mail: [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de) · [www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)

wissner-bosserhoff belgium  
Egide Walschaertsstraat 15/15  
B-2800 Mechelen  
Tel.: +32 (0) 15 21 08 41  
Fax: +32 (0) 15 29 14 64  
E-mail: [info@wi-bo.be](mailto:info@wi-bo.be) · [www.wi-bo.be](http://www.wi-bo.be)

wissner-bosserhoff nederland  
Keerweer 42  
NL-3316 KA Dordrecht  
Tel.: +31 (0) 78 652 18 50  
Fax: +31 (0) 78 652 18 55  
E-Mail: [info.nl@wi-bo.de](mailto:info.nl@wi-bo.de)

[www.wi-bo.com](http://www.wi-bo.com)

