



## wissner- bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente

wissner-bosserhoff GmbH  
Hauptstraße 4-6  
D-58739 Wickede (Ruhr)  
Telefon: +49 (0) 23 77 / 784-0  
Telefax: +49 (0) 23 77 / 784-163  
E-Mail: info@wi-bo.de

[www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)



# wissner- bosserhoff

## pädiatriebetten

Möbel für ein lebenswertes Ambiente



# rooming in

tom



01

- 01 rooming in mit Himmel
- 02 Säuglingskorb aus Plexiglas mit Lüftungslöchern und Namensschildhalter, Trendelenburg-Position 14°
- 03 Einsatz über dem Krankenbett

**Zubehör** Matratze aus Polyurethanschaum, mit abwaschbarem Bezug.  
Himmel inkl. Haltestange in light blue



02




03

### Eigenschaften

- Fahrgestell: mit entnehmbarem Säuglingskorb, geeignet zum Unterfahren eines Universalkrankenbettes mit ca. 15 cm Bodenfreiheit
- Höhenverstellung: Liegeflächenhöhe stufenlos verstellbar von ca. 64 bis 94 cm mit Gasfederunterstützung
- Schwenkung: Trendelenburg/Anti-Trendelenburg ca. 14°/14°
- Belüftung: Säuglingskorb aus Plexiglas mit Lüftungslöchern und Namensschildhalter
- Fahrbarkeit: 4 Doppelaufrollen, Durchmesser 65 mm, 2 Rollen parallel gebremst

### Technische Daten

Außenmaße max.: ca. 92 x 57 x 102 cm (L x B x H)  
Höhenverstellung: ca. 64-94 cm, Säuglingskorb: ca. L = 65 cm, B = 35 cm, T = 22-29 cm, Gewicht: ca. 21 kg inkl. Säuglingskorb



### Eigenschaften

- Rückenlehnenverstellung bis ca. 60° (nur 40-0005)
- Liegefläche mit eingeschweißtem Gitterboden
- Liegeflächenhöhe: ca. 78 bis 109 cm über Zahnraute verstellbar in 10 Stufen
- Schwenkung: Anti-/Trendelenburgposition, ca. 14°/14°
- Seitengitter: Erstfehlersicher, in 3 Stufen einstellbar, Höhe ca. 67 cm in Liegeflächentieflage
- Doppelaufrollen: Durchmesser 100 mm, einzeln gebremst
- Wandabweisrollen: 4 horizontale, Durchmesser 100 mm



01



02



03/04

### Modellvarianten


- Mod. 40-0005**  
Liegefläche: 140 x 70 cm, Außenmaße: L = 165 cm, B = 83 cm, H = 154 cm, verstellbare Rückenlehne per Handkurbel, Gewicht: 40 kg
- Mod. 40-0006**  
Liegefläche: 115 x 55 cm, Außenmaße: L = 144 cm, B = 70 cm, H = 154 cm, ohne verstellbare Rückenlehne, Gewicht: 35 kg

### Zubehör

- 01 Spielzeugkorb unterhalb der Liegefläche mit Befestigungsschienen
- 02 Infusionshalter passend zur Aufnahme am Bett
- 03 Windeleimer mit Halter
- 04 Matratze

### Technische Daten

Alle Maße = cm, Gitterabstand innen 62 mm



### Farben für beide Betten

Zinkgelb (RAL 1018)	Grauweiß (RAL 9002)	Weißgrün (RAL 6019)	Lichtblau (RAL 5012)	Light blue (RAL 2607/025)	Blaulila (RAL 4005)	Erika-Violett (RAL 4003)
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------