



## wissner- bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente

**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6

D-58739 Wickede (Ruhr)

Telefon: +49 (0) 23 77 / 784-0

Telefax: +49 (0) 23 77 / 784-163

E-Mail: [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de)

[www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)



# wissner- bosserhoff

## pädiatriebetten

Möbel für ein lebenswertes Ambiente



# rooming in




- 01 rooming in mit Himmel
- 02 Säuglingskorb aus Plexiglas mit Lüftungslöchern und Namensschildhalter, Trendelenburg-Position 14°
- 03 Einsatz über dem Krankenbett

**Zubehör** Matratze aus Polyurethanschäum, mit abwaschbarem Bezug.  
Himmel inkl. Haltestange in light blue



### Eigenschaften

- Seitengitterabstände gemäß DIN 32623
- Rückenlehnenverstellung bis ca. 60°
- Liegefläche mit eingeschweißtem Gitterboden, Maß ca. 140 x 70 cm
- Liegeflächenhöhe über Zahnraute verstellbar
- Schwenkung: Anti-/Trendelenburgposition, ca. 14°/14°
- Seitengitter: Erstfehlersicher, Höhe ca. 80 cm in Liegeflächentieflage
- Doppelaufrollen: Durchmesser 100 mm, einzeln gebremst
- Wandabweisrollen: 4 horizontale, Durchmesser 100 mm
- Mod. Nr. 20-0398



### Eigenschaften

- Fahrgestell: mit entnehmbarem Säuglingskorb, geeignet zum Unterfahren eines Universalkrankenbettes mit ca. 15 cm Bodenfreiheit
- Höhenverstellung: Liegeflächenhöhe stufenlos verstellbar von ca. 64 bis 94 cm mit Gasfederunterstützung
- Schwenkung: Trendelenburg/Anti-Trendelenburg ca. 14°/14°
- Belüftung: Säuglingskorb aus Plexiglas mit Lüftungslöchern und Namensschildhalter
- Fahrbarkeit: 4 Doppelaufrollen, Durchmesser 65 mm, 2 Rollen parallel gebremst


02



03

### Technische Daten

Außenmaße max.: ca. 92 x 57 x 102 cm (L x B x H)  
Höhenverstellung: ca. 64-94 cm, Säuglingskorb: ca. L = 65 cm, B = 35 cm, T = 22-29 cm, Gewicht: ca. 21 kg inkl. Säuglingskorb



01



02



03



04

### Zubehör

- 01 Spielzeugkorb unterhalb der Liegefläche mit Befestigungsschienen
- 02 Infusionshalter passend zur Aufnahme am Bett
- 03 Windeleimer mit Halter
- 04 Matratze

### Farben für beide Betten

	RAL 9002 grauweiß	RAL 1018 zinkgelb
RAL 6019 weißgrün	RAL 2607025 light blue	RAL 3015 hellrosa