



wissner- bosserhoff

Meubilair voor levenskwaliteit

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49 (0)23 77 784-0
Fax: +49 (0)23 77 784-163
E-mail: info@wi-bo.de

wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Keerweer 42
NL-3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 652 18 50
Fax: +31 (0)78 652 18 55
e-mail: info.nl@wi-bo.de

wissner-bosserhoff N.V. Belgium S.A.
Egide Walschaertsstraat 15/15
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41
Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be

www.wi-bo.de



wissner- bosserhoff

pediatriebedden

Meubilair voor levenskwaliteit



rooming in

tom



- 01 rooming in met hemel
- 02 zuigelingenmand van plexiglas met ventilatiegaten en houder voor naambordje, Trendelenburgpositie 14°
- 03 gebruik boven het ziekbed

Toebehoren matras van polyurethaanschuim, met afwasbare sloop. Hemel incl. borgstang in light blue.



01




Eigenschappen

- Afstanden tussen zijspanden volgens DIN 32623
- Rugleuningverstelling tot ca. 60°
- Ligvlak met ingelaste roosterbodem, afmeting 140 x 70 cm
- Hoogte ligvlak: via klink verstelbaar
- Zwenking: anti-/Trendelenburgpositie, ca. 14°/14°
- Zijrooster: met dubbele beveiliging, hoogte ca. 80 cm in onderste positie ligvlak
- Dubbele loopwielen: diameter 100 mm, afzonderlijk geremd
- Wandafstandswielen: 4 horizontaal, diameter 100 mm
- Mod. nr. 20-0398



Gelikaardig gezicht




02

Eigenschappen

- onderstel: met afneembare zuigelingenmand, geschikt om onder een universeel ziekbed met ca. 15 cm bodemvrijheid te rijden
- hoogteverstelling: hoogte ligvlak traploos verstelbaar van ca. 64 tot 94 cm met gasveerondersteuning
- zwenking: Trendelenburg/anti-Trendelenburg ca. 14°/14° ventilatie: zuigelingenmand van plexiglas met ventilatiegaten en houder voor naambordje
- verrijdbaarheid: 4 dubbele loopwielen, diameter 65 mm, 2 wielen parallel geremd

Technische gegevens

Buitenmaten max.: ca. 92 x 57 x 102 cm (l x b x h)
 Hoogteverstelling: ca. 64-94 cm, zuigelingenmand: ca. l = 65 cm, b = 35 cm, d = 22-29 cm, gewicht: ca. 21 kg incl. zuigelingenmand



03



01



02



03



04

Toebehoren

- 01 speelgoedmand onder het ligvlak met bevestigingsrails
- 02 infuushouder passend voor opname aan bed
- 03 luieremmer met houder
- 04 matras

Kleuren voor beide bedden

	RAL 9002 grijswit	RAL 1018 zinkgeel
RAL 6019 lichtgroen	RAL 2607025 lichtblauw	RAL 3015 lichtrose