



wissner-
bosserhoff

movita casa



Het voordelige alternatief.

Economisch in de zorg, comfortabel voor de patiënten - zo wordt met het verpleegbed movita casa een oplossing gepresenteerd voor instellingen die budget georiënteerd denken, maar toch hoge eisen stellen aan gerieflijkheid en kwaliteit. De laagste bedhoogte van 37 cm garandeert het makkelijk in en uit bed stappen voor iedere bewoner en verlicht het overplaatsen naar rol- of ruststoel. Het verplegend personeel profiteert van het gemakkelijk schoonmaken van het systeem én van het feit dat movita casa door een centrale rem - via de as - in elke positie is te verrijden en te remmen.

5 voordelen op een rijtje:

- Budget georiënteerde oplossing voor de bewonerskamer
- Design in de lage positie zoals "thuis", verrijdbaar met centrale rem via centrale as
- 2 alternatieve onrustheksystemen:
 - doorlopende (09), als eenvoudige en voordelige variant
 - gedeelde (10), ter mobilisatie en ter vermindering van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBF)
- BiNeticFrame voor 4-voudig comfort en preventie:
 - dubbele retractie van rug- en beensteun
 - ligvlakergonomie overeenkomstig het Prof. Eigler-onderzoek
 - geïntegreerde bedverlenging
 - comfortligvlak met randzone optioneel verkrijgbaar
- Dubbel beveiligde handbediening met pre-selectie




01



02



03



04

01 Hoofd- en voetdeel in het design T – de economische oplossing - met uitsparing in het voeteinde.

02 De wielen zijn aan het oog onttrokken wat het verpleegbed een design als "thuis" geeft.

03 Geen risico nemen met een doorlopend onrusthek en een soepel lopende pistoolontgrendeling.

04 BiNeticFrame en dubbele retractie – ter voorkoming van doorligwonden én 17 cm meer plaats voor de autocontour- en comfortzitpositie.